

Совместимые роторы и адаптеры

Тип ротора	Тип адаптера	Мест	Объем макс., мл	Размеры/форм-фактор	Макс. RCF
1195-А угловой	-	24	2,0	Эппендорф	31514
	2031		1,5	Ø11x38 мм	
	2023		0,8	Ø8x45 мм	
			0,5	Ø8x30 мм	
	2024		0,4	Ø6x45 мм	
			0,2	Ø8x18 мм	
1158-L угловой 2-хрядный	-	48	2,0	Эппендорф	21255 (внеш. ряд), 18845 (внутр. ряд)
	2031		1,5	Ø11x38 мм	
	2023		0,8	Ø8x45 мм	
			0,5	Ø8x30 мм	
	2024		0,4	Ø6x45 мм	
			0,2	Ø8x18 мм	
2218-А угловой	-	12	2,0	Эппендорф	25718
	2031		1,5	Ø11x38 мм	
	2023		0,8	Ø8x45 мм	
			0,5	Ø8x30 мм	
	2024		0,4	Ø6x45 мм	
			0,2	Ø8x18 мм	
1189-А угловой	-	30	2,0	Эппендорф	21255
	2031		1,5	Ø8x40 мм	
	2023		0,8	Ø8x40 мм	
			0,5	Ø8x40 мм	
	2024		0,4	Ø8x40 мм	
			0,2	Ø6x40 мм	
2219-А угловой	-	20	2	Ø12x35 мм криопробирки	18407
1154-L качающийся	-	24	2,0	Эппендорф	18516
	2031		1,5	Ø11x38 мм	
	2023		0,8	Ø8x45 мм	
			0,5	Ø8x30 мм	
	2024		0,4	Ø6x45 мм	
			0,2	Ø8x18 мм	
1161 барабанный с гориз. установкой пробирок	1378	192	0,2	Ø8x18 мм	14171
			0,4	Ø6x45 мм	
	1379	126	0,5	Ø8x30 мм	
			0,8	Ø8x45 мм	
	1377	60	1,5	Ø11x38 мм	
			2,0	Эппендорф	

1023 гематокритный с крышкой-шкалой	2077 пленка	24	гематокритный капилляр		21382
1016 угловой	-	6	50	Ø34x100 мм	4025
	1634			Ø29x107 мм	3904
	1641	3	50	Ø29x115 мм (Falcon)	3,824
	1633	6	30	Ø26x95 мм	3,703
			25	Ø24x100 мм	
			15	Ø17x120 мм	
			15	Ø17x100 мм	
	1635		10	Ø15x102 для крови/мочи	3,783
			9-10	Ø16x92 для крови/мочи	
1632	18	7	Ø12x100 мм	3,944	
1015 угловой	-	12	15	Ø17x100 мм	4146
	-	6	15	Ø17x100 мм	
	-	12	8,5-10	Ø16x100 мм	
	1054-A		5	Ø12x75 мм	3,300
	1058		4-7	Ø17x100 мм	4146
	1054-A		1,6-5	Ø13x75 мм	3,300
			1,1-1,4	Ø8x66 для крови/мочи	
			2,6-3,4	Ø13x65 для крови/мочи	
			2,7-3	Ø11x66 для крови/мочи	
	-		4,5-5	Ø11x92 для крови/мочи	4146
			4,9	Ø13x90 для крови/мочи	
			7,5-8,5	Ø15x92 для крови/мочи	
			9-10	Ø16x92 для крови/мочи	
			10	Ø15x102 для крови/мочи	
2226 качающийся	1127	12	5	Ø13x75 мм	2963
			2,6-3,4	Ø13x65 для крови/мочи	
			2,7-3	Ø11x66 для крови/мочи	
			1,-5	Ø13x75 для крови/мочи	
1020 качающийся	1132	8	10	Ø17x70 мм	2879
			4-7	Ø16x75 мм	
			4-5,5	Ø15x75 мм	
	1131		6	Ø12x82 мм	
			5	Ø13x75 мм	
			2,6-3,4	Ø13x65 для крови/мочи	
			2,7-3	Ø11x66 для крови/мочи	
			1,-5	Ø13x75 для крови/мочи	
1160 угловой	-	48	0,2 мл	Ø6x18 мм	18845