

## Анализатор для определения уровня содержания глюкозы и лактата BIOSEN модель C-line, производства EKF-diagnostic

### Запасные части и материалы:

Артикул	Номенклатура
<b>5207-1019-0457</b>	Двойной блок сенсоров с проточной ячейкой включая крепеж
<b>5208-0016-0170</b>	Pump with pump wheel and clamping lever \ Помпа с ротором и прижимной крышкой
<b>5211-1322-0065</b>	Блок питания /Power supply
<b>5212-1019-0457</b>	Верхняя часть корпуса анализатора с вклеенным дисплеем / Upper case of the housing for Biosen,incl.
<b>0890-0001-202</b>	Глюкозная мембрана для БИОСЕН 5030
<b>5212-1519-0866</b>	Датчик карусели - synchronous sensor for tray unit with holder
<b>5212-1519-0230</b>	Датчик карусели/Synchronous sensor for tray unit with holder
<b>5211-1524-0229</b>	Датчик поворотного рычага с держателем - synchronous sensor for pivot arm with holder
<b>5212-1431-0104</b>	Датчик распознавания пробирки сегмента 1 для Биосен C-line Sport
<b>5214-1333-0983</b>	датчик распознавания пробирки сегмента 1 с датчиком карусели - cup recognition segment 1, type Clini
<b>5212-1531-0266</b>	Датчик-кодировщик карусели - encoder for tray unit with holder
<b>5211-1551-0428</b>	Датчик-кодировщик поворотного рычага с держателем - encoder for pivot arm with holder
<b>5211-1287-0337</b>	Двигатель поворотного механизма - pivot motor
<b>5211-1266-0139</b>	Двигатель подъемного устройства - lifter motor
<b>5212-1273-0176</b>	Двигатель привода карусели - tray motor
<b>0901-0200-002</b>	Держатель капилляров - capillary holder
<b>5211-7119</b>	Емкость для системного раствора с крышкой-system solution bottle
<b>5206-3135</b>	Заглушка для сенсорного блока -dummy for sensor block
<b>5211-2034-0763</b>	Зубчатый ремень - tooth belt, for lifter, pivot arm and tray unit
<b>б/н</b>	Изолирующая желтая фольга (прокладка) на блоке датчика
<b>HMIC2-PIC2</b>	Кабель
<b>0720-0100-0283</b>	Кабель EDP/Cable EDP
<b>5211-1267-0157</b>	Кабель для двигателя подъемного-,поворотного механизма и карусели/Cable for Lifter,Pivot-,Tray motor
<b>5212-1546-0429</b>	Кодовый диск для карусели - code wheel for the tray unit
<b>5211-1551-0547</b>	Кодовый диск для поворотного механизма - code wheel for the pivot arm, incl. pinion
<b>5211- 1545-0529</b>	Кодовый диск для подъемного механизма - code wheel for the lifter
<b>5211-1224-0763</b>	Контейнер с датчиками уровня жидкости - container compartment, incl. sensors for fill level
<b>5206-1185-0094</b>	Пластиковый держатель контактов - plastic kontakt unit
<b>5212-1639-0555</b>	Платформа для карусели / Tray Driver
<b>5211-2028-0745</b>	Подпружиненный контакт - spring contact
<b>5211-1719</b>	Пробоотборник/Sample cannula
<b>5206-1245-1303</b>	Проточная ячейка - flow cell
<b>5211-1831-0085</b>	Резиновое кольцо с сегментами в комплекте - rubber and segments in complect
<b>5208-1053-0272</b>	Ротор/Pump wiheel
<b>5211-1409-0411</b>	Соединительная трубка 2 со стопором - connecting tube 2 with stopper, custom-tailored tube from baff
<b>5211-2016-0619</b>	Соединительная трубка 5, присоединяющая блок сенсоров и насос (160 мм)
<b>5211-2017-0637</b>	Соединительная трубка 6, соединяющая насос со штуцером (270мм)
<b>б/н</b>	Трубка насоса для БИОСЕН 5040
<b>б/н</b>	Уплотнительные кольца на головке датчика
<b>5211-1735</b>	Клапан для BIOSEN C_line/S_Line (exchanger for BIOSEN C_line/S_Line)
<b>5211-1719</b>	Пробоотборник для BIOSEN C_line (sample cannula for BIOSEN C_line)
<b>5221-1714-0521</b>	Пробоотборник для BIOSEN S_line (sample cannula for BIOSEN S_line)
<b>5208-1094</b>	Трубка для насоса со стопорами для BIOSEN C_line/S_line (pump tube with stoppers for BIOSEN C_line/S
<b>5211-1719</b>	Пробоотборник для БИОСЕН C-Line