


# CanAg AFP EIA

## 600-10



Альфа-фетопротейн (АФП) – повышение уровня АФП может говорить о наличии злокачественных заболеваний: первичный рак печени (гепато-целлюлярная карцинома), метастазы других злокачественных опухолей в печень (при раке молочной железы, прямой и сигмовидной кишки, легких), тератокарцинома желточного мешка, яичника или яичек (эмбриональный рак).

Уровень АФП может повышаться при некоторых доброкачественных заболеваниях – циррозе печени, хроническом и остром гепатите, хронической почечной недостаточности. При беременности повышение АФП может быть признаком пороков развития плода.

### Характеристики

<b>Результат в течение:</b>	2 часов
<b>Предел обнаружения:</b>	< 0.5 мкг/л
<b>Диапазон измерения:</b>	0.5-500 мкг/л
<b>Объем пробы:</b>	25 мкл
<b>Температура инкубации:</b>	20-25 °С
<b>Детектирование:</b>	405 / 620 нм

### Информация для заказа

Кат № 600-10  
CanAg AFP EIA  
*На 96 определений*

