

Совместимые роторы (в стандартную поставку не входят, также дополнительно заказываются подвесы, адаптеры, крышки):

<i>Кат.номер</i>	<i>Тип ротора</i>	<i>Максимальная вместимость</i>	<i>Максимальное значение RPM, об/мин</i>	<i>Максимальное значение RCF, xg</i>
11761	угловой 45° с крышкой	30 ×1,5-2 мл	16400	29168
11762	угловой 45° с крышкой	36 ×1,5-2 мл	18000	30065
11763	угловой 45° с крышкой	48 ×1,5-2 мл	16400	28266
11765	угловой 45° с крышкой	12x8 ×0,2 мл ПЦР-пробирок	16400	28566
11766	угловой 30° с крышкой	12 × 10 мл	18000	31152
11767	угловой 30° с крышкой	12 × 10 мл	14000	20598
11770	угловой 30° с крышкой	12 ×15 мл	14000	23228
11772	угловой 30° с крышкой	8 ×30 мл	17500	29788
11773	угловой 30° с крышкой	6 х 50 мл	14500	21625
11775	угловой 30° с крышкой	8 х 50 мл пробирок Nalgene	14000	21225
11776	угловой 30° с крышкой	8 х 50 мл пробирок Falcon	14000	23666
11777	угловой 25° с крышкой	4 × 250 мл	10000	14087
11778	угловой 30° с крышкой	6 ×85 мл	12000	17709
11779	угловой 45° с крышкой	36 ×2 мл	15000	22136
11780С/А	угловой 30° с крышкой	12 ×50 мл	4500	3328
11780С/В	угловой 30°	12 ×50 мл	4500	3328
11788С/А	угловой 30°	36 х 10-15 мл	5000	4248
11788С/В	угловой 30°	36 х 10 мл	5000	4228
11789С/А	угловой 30°	48 х 10-15 мл	4700	4297
11789С/В	угловой 30°	48 ×10 мл	4700	4297
12768С/А	барабанный	20 ×0,2-0,4 мл	14500	16454
12768С/В	барабанный	10 ×1,5-2 мл	14500	16454
12786	бакет	4 х 250 мл	5000	4724
12787С	специальный	2 х 2 микропланшета	4300	2398
12788С	специальный	4 х 4 микропланшета	4000	2826
12791С	специальный	4 х ASTM пробирки	2500	1292
12870	бакет	4 х 500 мл	4300	3824
12900	бакет	4 ×750 мл	4100	3458