


CanAg PSA EIA

340-10



Специфический антиген простаты. ПСА присутствует в здоровой, чрезмерно развитой и трансформированной ткани простаты. Это самый специфичный и чувствительный антиген, позволяющий диагностировать рак предстательной железы.

Характеристики

Результат в течение:	2 часов
Предел обнаружения:	< 0.1 мкг/л
Диапазон измерения:	0.1-60 мкг/л
Объем пробы:	25 мкл
Температура инкубации:	20-25 °С
Детектирование:	405 / 620 нм

Информация для заказа

Кат № 340-10
CanAg PSA EIA
На 96 определений

