

Области применения

- Снятие напряжения в мышцах, соединительных тканях, рассасывание спаек
- Улучшение микроциркуляции
- Стимуляция и ускорение обменных процессов
- Улучшение нервно-мышечной деятельности

V-ACTOR® – принцип действия вибрационной терапии



Собственные колебания мышц с частотой до 35 Гц являются самым мощным импульсом для процессов микроциркуляции. Мелкие резонансные колебания гарантируют приток и отток питательных веществ через мельчайшие лимфатические и сосудистые русла внеклеточной матрицы. При снижении физиологических колебаний мышц уменьшается клеточное питание. Следствием этого могут быть склонность к спазмированию и болезненные уплотнения мышц в виде триггеров.

Аппликатор V-ACTOR® проводит вибрационные импульсы целенаправленно в ткани. Микроциркуляция улучшается, и шлаки, возникающие в ходе обмена веществ, выводятся через кровь и лимфу. Растяжение фасций и мышечных волокон ведёт к нормализации напряжённости мышц за счёт устранения сокращений и уплотнений.

Принцип действия аппликатора V-ACTOR®



V10 – точечное воздействие на мышцы

V25 – массаж тканей и разглаживание мышц

V40 – воздействие на крупные мышечные зоны

