


ИНТРОДЬЮСЕРЫ ДЛИННЫЕ

Набор для установки и замены катетеров и внутрисосудистых электродов с гемостатическим клапаном



Элементы набора:

Интродьюсер с клапаном
Игла ангиографическая
Дилататор

Кат. №	Размер / длина шафта	Цвет коннектора	Размер дилататора	Длина иглы
INT5FK50	5F / 500 мм	серый	5F	18G
INT5FK55	5F / 550 мм	серый	5F	18G
INT5FK60	5F / 600 мм	серый	5F	18G
INT5FK65	5F / 650 мм	серый	5F	18G
INT5FK70	5F / 700 мм	серый	5F	18G
INT5FK80	5F / 800 мм	серый	5F	18G
INT5FK90	5F / 900 мм	серый	5F	18G
INT6FK50	6F / 500 мм	зелёный	6F	18G
INT6FK55	6F / 550 мм	зелёный	6F	18G
INT6FK60	6F / 600 мм	зелёный	6F	18G
INT6FK65	6F / 650 мм	зелёный	6F	18G
INT6FK70	6F / 700 мм	зелёный	6F	18G
INT6FK80	6F / 800 мм	зелёный	6F	18G
INT6FK90	6F / 900 мм	зелёный	6F	18G
INT7FK50	7F / 500 мм	оранжевый	7F	18G
INT7FK55	7F / 550 мм	оранжевый	7F	18G
INT7FK60	7F / 600 мм	оранжевый	7F	18G
INT7FK65	7F / 650 мм	оранжевый	7F	18G
INT7FK70	7F / 700 мм	оранжевый	7F	18G
INT7FK80	7F / 800 мм	оранжевый	7F	18G
INT7FK90	7F / 900 мм	оранжевый	7F	18G
INT8FK50	8F / 500 мм	голубой	8F	18G
INT8FK55	8F / 550 мм	голубой	8F	18G
INT8FK60	8F / 600 мм	голубой	8F	18G
INT8FK65	8F / 650 мм	голубой	8F	18G
INT8FK70	8F / 700 мм	голубой	8F	18G
INT8FK80	8F / 800 мм	голубой	8F	18G
INT8FK90	8F / 900 мм	голубой	8F	18G

Примерный номер по каталогу: INT8FK90.

По специальному заказу возможно изготовление интродьюсеров с рентгеноконтрастными маркерами.

Каталожный номер модели:

INT8FK90M - интродьюсер с маркером.