

ИНТРОДЬЮСЕРЫ КАРДИОЛОГИЧЕСКИЕ

Набор для установки и замены катетеров и внутрисосудистых электродов с гемостатическим клапаном

Элементы набора:

Интродьюсер с клапаном
Игла ангиографическая
Проводник
Дилататор



Кат. №	Размер / длина интродьюсера	Цвет коннектора	Размер дилататора	Длина иглы	Проводник размер / длина / тип
INT3FK	3F / 60 мм	белый	3F	21G	.018" / 35 см / Прямой
INT4FK	4F / 70 мм	красный	4F	19G	.022" / 40 см / "J"
INT5FK	5F / 110 мм	серый	5F	18G	.035" / 40 см / "J"
INT5FK23	5F / 230 мм	серый	5F	18G	.035" / 60 см / "J"
INT6FK	6F / 110 мм	зелёный	6F	18G	.035" / 40 см / "J"
INT6FK23	6F / 230 мм	зелёный	6F	18G	.035" / 60 см / "J"
INT7FK	7F / 110 мм	оранжевый	7F	18G	.035" / 40 см / "J"
INT7FK23	7F / 230 мм	оранжевый	7F	18G	.035" / 60 см / "J"
INT8FK	8F / 110 мм	голубой	8F	18G	.035" / 40 см / "J"
INT8FK23	8F / 230 мм	голубой	8F	18G	.035" / 60 см / "J"
INT9FK	9F / 110 мм	чёрный	9F	18G	.035" / 40 см / "J"
INT10FK	10F / 110 мм	белый	10F	18G	.035" / 40 см / "J"

Примерный номер по каталогу: INT6FK.

По специальному заказу возможно изготовление интродьюсеров с рентгеноконтрастными маркерами.

Каталожный номер модели:

INT8FKM - интродьюсер с маркером.