



# Пила для грудины и реципрокная пила





## Две функции в одном приводном инструменте

Толщина лезвия		АРТ.
0,60 мм		KM97
0,80 мм		KM97A

Рабочая длина лезвия для пилы для грудины составляет 31 мм.

- Использовать со специальным полотном пилы, соответствующим длине защитной скобы.
- Обеспечивает крайне высокую скорость резки и плавный контроль.
- Идеально подходит для использования с СОЖ.
- Натяжение полотна пилы без использования инструмента с помощью защитной скобы.

- Для использования полотен пил с разъемом Stryker.
- Ход 4 мм для достижения идеальных результатов резки.
- 2 варианта настройки скорости.
- Быстродействующий рычаг для вставки полотна пилы без использования инструмента.
- Блокировка положения.

Толщина, мм	Рабочая длина, мм		АРТ.
0,80	77,5		KM325R
0,60	60,0		KM250R
1,00	67,9		KM277R
0,60	67,9		KM275R