

Контейнер XXL и принадлежности для эндоскопических инструментов

Контейнер XXL для эндоскопических инструментов

- Контейнер для эндоскопических инструментов длиной до 420 мм
- Инструменты можно стерилизовать в собранном состоянии
- Корпуса с перфорацией и без перфорации комплектуются крышками Basis, что делает их подходящими для любого типа паровых стерилизаторов

Внимание: контейнеры предназначены для стерилизатора с глубиной камеры не менее 720 мм



Корпус с перфорацией		Корпус без перфорации		Крышка с перфорацией	
Внешний размер (длина × ширина × высота, мм)					
JN443	711 × 274 × 120	JK443	711 × 274 × 120	JK490	708 × 280 × 35
JN445	711 × 274 × 187	—	—		
Фильтр JK090, JK089 или JK095 для перфорированного корпуса и крышки					
2 шт.		Не требуется		2 шт.	

Принадлежности для контейнера XXL

Внешний размер (длина × ширина × высота, мм)			
Внутренний размер (длина × ширина × высота, мм)			
JF232R	JF933	PL961R	PL964R
662 × 254 × 56	610 × 230 × 30	660 × 253 × 166	587 × 250 × 153
658 × 251 × 42	—	—	—
Сетка	Силиконовый мат	Сетка с подставкой для инструментов длиной до 420 мм, силиконовый мат (для JN445 + JK490)	Подставка для инструментов