


СТЕНТЫ КОРОНАРНЫЕ С СИРОЛИМУСОМ CARLO S

с системой доставки Rapid Exchange (RX)



- стенты изготовлены из нержавеющей биосовместимой стали высшего качества марки 316L
- полностью биodeградируемый полимер на стенте
- по истечении времени на стенте не остается остатков ни лекарственного средства, ни полимера

Уникальная технология покрытия стента позволяет получить самый эластичный слой биodeградируемого полимера, переносчика вещества сиролimus, оказывающего антипролиферативное действие.

Слои полимера высвобождают сиролimus в регулируемом по времени процессе их медленной биodeградации (продолжающейся около 8 недель), приостанавливая процесс формирования неоинтимы.

Технические данные

Материал стента	Сталь 316LVM
Полимер	Биodeградируемый
Антипролиферативное средство	Сиролimus
Номинальный диаметр стента	2.25 мм – 5.00 мм
Номинальные длины стента	8 мм – 40 мм
Толщина стенок стента	0.12 мм
Видимость в рентгеновских лучах	Очень хорошая
Ферромагнетизм	Нет
МРТ	Безопасная
Совместимость с проводником	Макс. .014"
Совместимость с катетером	5F (.056")*
Радиальная сила	Высокая
Легкость продвижения по сосудам	Отличная
Сжатый профиль стента	.040"***
Диаметр проксимальной части	2F/0.65 мм
Диаметр дистальной части	2.7F/0.90 мм
Номинальное давление	10 атм.
Тип системы доставки	Rapid Exchange
Длина системы доставки	140 см

* для стента диаметром 4.5 мм и 5.0 мм рекомендуем применять направляющий катетер 6F (0.64")

** для стента диаметром 3 мм

Кат. №	Диаметр / длина стента	Кат. №	Диаметр / длина стента	Кат. №	Диаметр / длина стента
ZSTC2.25x0814S	2.25 / 8 мм	ZSTC3.25x0814S	3.25 / 8 мм	ZSTC4.00x0814S	4.00 / 8 мм
ZSTC2.25x1014S	2.25 / 10 мм	ZSTC3.25x1014S	3.25 / 10 мм	ZSTC4.00x1014S	4.00 / 10 мм
ZSTC2.25x1214S	2.25 / 12 мм	ZSTC3.25x1214S	3.25 / 12 мм	ZSTC4.00x1214S	4.00 / 12 мм
ZSTC2.25x1514S	2.25 / 15 мм	ZSTC3.25x1514S	3.25 / 15 мм	ZSTC4.00x1514S	4.00 / 15 мм
ZSTC2.25x1814S	2.25 / 18 мм	ZSTC3.25x1814S	3.25 / 18 мм	ZSTC4.00x1814S	4.00 / 18 мм
ZSTC2.25x2214S	2.25 / 22 мм	ZSTC3.25x2214S	3.25 / 22 мм	ZSTC4.00x2214S	4.00 / 22 мм
ZSTC2.25x2514S	2.25 / 25 мм	ZSTC3.25x2514S	3.25 / 25 мм	ZSTC4.00x2514S	4.00 / 25 мм
ZSTC2.25x2914S	2.25 / 29 мм	ZSTC3.25x2914S	3.25 / 29 мм	ZSTC4.00x2914S	4.00 / 29 мм
		ZSTC3.25x3414S	3.25 / 34 мм	ZSTC4.00x3414S	4.00 / 34 мм
ZSTC2.50x0814S	2.50 / 8 мм	ZSTC3.25x3614S	3.25 / 36 мм	ZSTC4.00x3614S	4.00 / 36 мм
ZSTC2.50x1014S	2.50 / 10 мм	ZSTC3.25x3814S	3.25 / 38 мм	ZSTC4.00x3814S	4.00 / 38 мм
ZSTC2.50x1214S	2.50 / 12 мм	ZSTC3.25x4014S	3.25 / 40 мм	ZSTC4.00x4014S	4.00 / 40 мм
ZSTC2.50x1514S	2.50 / 15 мм				
ZSTC2.50x1814S	2.50 / 18 мм	ZSTC3.50x0814S	3.50 / 8 мм	ZSTC4.50x0814S	4.50 / 8 мм
ZSTC2.50x2214S	2.50 / 22 мм	ZSTC3.50x1014S	3.50 / 10 мм	ZSTC4.50x1014S	4.50 / 10 мм
ZSTC2.50x2514S	2.50 / 25 мм	ZSTC3.50x1214S	3.50 / 12 мм	ZSTC4.50x1214S	4.50 / 12 мм
ZSTC2.50x2914S	2.50 / 29 мм	ZSTC3.50x1514S	3.50 / 15 мм	ZSTC4.50x1514S	4.50 / 15 мм
ZSTC2.50x3414S	2.50 / 34 мм	ZSTC3.50x1814S	3.50 / 18 мм	ZSTC4.50x1814S	4.50 / 18 мм
		ZSTC3.50x2214S	3.50 / 22 мм	ZSTC4.50x2214S	4.50 / 22 мм
ZSTC2.75x0814S	2.75 / 8 мм	ZSTC3.50x2514S	3.50 / 25 мм	ZSTC4.50x2514S	4.50 / 25 мм
ZSTC2.75x1014S	2.75 / 10 мм	ZSTC3.50x2914S	3.50 / 29 мм	ZSTC4.50x2914S	4.50 / 29 мм
ZSTC2.75x1214S	2.75 / 12 мм	ZSTC3.50x3414S	3.50 / 34 мм	ZSTC4.50x3414S	4.50 / 34 мм
ZSTC2.75x1514S	2.75 / 15 мм	ZSTC3.50x3614S	3.50 / 36 мм	ZSTC4.50x3614S	4.50 / 36 мм
ZSTC2.75x1814S	2.75 / 18 мм	ZSTC3.50x3814S	3.50 / 38 мм	ZSTC4.50x3814S	4.50 / 38 мм
ZSTC2.75x2214S	2.75 / 22 мм	ZSTC3.50x4014S	3.50 / 40 мм	ZSTC4.50x4014S	4.50 / 40 мм
ZSTC2.75x2514S	2.75 / 25 мм				
ZSTC2.75x2914S	2.75 / 29 мм	ZSTC3.75x0814S	3.75 / 8 мм	ZSTC5.00x0814S	5.00 / 8 мм
ZSTC2.75x3414S	2.75 / 34 мм	ZSTC3.75x1014S	3.75 / 10 мм	ZSTC5.00x1014S	5.00 / 10 мм
ZSTC2.75x3614S	2.75 / 36 мм	ZSTC3.75x1214S	3.75 / 12 мм	ZSTC5.00x1214S	5.00 / 12 мм
		ZSTC3.75x1514S	3.75 / 15 мм	ZSTC5.00x1514S	5.00 / 15 мм
ZSTC3.00x0814S	3.00 / 8 мм	ZSTC3.75x1814S	3.75 / 18 мм	ZSTC5.00x1814S	5.00 / 18 мм
ZSTC3.00x1014S	3.00 / 10 мм	ZSTC3.75x2214S	3.75 / 22 мм	ZSTC5.00x2214S	5.00 / 22 мм
ZSTC3.00x1214S	3.00 / 12 мм	ZSTC3.75x2514S	3.75 / 25 мм	ZSTC5.00x2514S	5.00 / 25 мм
ZSTC3.00x1514S	3.00 / 15 мм	ZSTC3.75x2914S	3.75 / 29 мм	ZSTC5.00x2914S	5.00 / 29 мм
ZSTC3.00x1814S	3.00 / 18 мм	ZSTC3.75x3414S	3.75 / 34 мм	ZSTC5.00x3414S	5.00 / 34 мм
ZSTC3.00x2214S	3.00 / 22 мм	ZSTC3.75x3614S	3.75 / 36 мм	ZSTC5.00x3614S	5.00 / 36 мм
ZSTC3.00x2514S	3.00 / 25 мм	ZSTC3.75x3814S	3.75 / 38 мм	ZSTC5.00x3814S	5.00 / 38 мм
ZSTC3.00x2914S	3.00 / 29 мм	ZSTC3.75x4014S	3.75 / 40 мм	ZSTC5.00x4014S	5.00 / 40 мм
ZSTC3.00x3414S	3.00 / 34 мм				
ZSTC3.00x3614S	3.00 / 36 мм				
ZSTC3.00x3814S	3.00 / 38 мм				
ZSTC3.00x4014S	3.00 / 40 мм				

Примерный номер по каталогу: ZSTC3.00x1214S.