



Система централизованного мониторинга СЦМ Тритон

Предназначена для объединения в сеть до 32 мониторов пациента МПР6-03 с выводом информации на центральный пост.

Общие характеристики

Дисплей	19" цветной, жидкокристаллический вывод информации на 1 или 2 дисплея каждый монитор пациента в отдельном окне
Отображение цифровых значений	сатурация SpO ₂ , частота пульса (PR), частота сердечных сокращений (ЧСС), термометрия (Т), артериальное давление (АД), капнография (EtCO ₂ , FiCO ₂)
Отображение графиков	кардиограмма (ЭКГ) капнограмма респирограмма фотоплетизмограмма
Вывод на принтер 4 стандартных печатных форм для внесения в историю болезни	общий тренд всех цифровых параметров за сутки (реанимационная карта) общий тренд всех цифровых параметров (наркозная карта) фрагменты ЭКГ фрагменты ЭКГ + тренды
Количество объединяемых в сеть мониторов пациента, шт.	До 16
Возможность расширения до 32 мониторов пациента	Да

Центральная мониторинговая станция состоит из:

- центрального поста;
- прикроватных мониторов или пульсоксиметров, оборудованных встроенными сетевыми адаптерами и соединенных сетью обмена данными с центральным постом;
- принтера.

Возможности центральной мониторинжной станции:

- Системы мониторинга пациентов обеспечивают автоматическое обнаружение каждого подключенного прибора и вывод текущей информации на компьютер центрального поста.
- Системы мониторинга пациентов обеспечивают вывод полной информации обо всех регистрируемых системой параметрах для одного из подключенных приборов.
- Система обеспечивает возможность сохранения зарегистрированных данных (трендов) на жестком диске компьютера центрального поста.
- Система обеспечивает установку порогов тревог и срабатывание тревожной сигнализации для каждого подключенного прибора.
- Система обеспечивает возможность изменения и сохранения настроек вывода информации от подключенных к системе приборов.
- Система обеспечивает возможность печати зарегистрированных параметров (трендов) на подключенном к компьютеру центрального поста принтере.
- Система обеспечивает работоспособность при подключении различных приборов, входящих в комплект поставки системы.
- Система обеспечивает возможность подключения одновременно до 32 приборов.