

Микроскоп CJ-Optik Flexion



Комплектация Flexion базовая

- Окуляры WF 12,5x / 18 с диоптрийной регулировкой +/- 5
- Электронный поворотный кронштейн (HDMI, 24V) с транспортным замком
- Система движения MonoGlobe
- Источника света – LED, 100 000 Люкс
- Подвижный бинокуляр 0-200°
- Прямой окуляр f=170 мм, APO
- Делитель Ergo Optic 30° со светоделителем R50: T50
- Варио объектив 200-350 мм Plan-APO со сменной защитой объектива
- Система фильтров: оранжевый
- Адаптер HD-Imaging-Port или 4K-Imaging-Port (опционально)

Микроскоп CJ-Optik Flexion Advanced



Комплектация Flexion Advanced

- Окуляры WF 12,5x / 18 с диоптрийной регулировкой +/- 5
- Электронный поворотный кронштейн (HDMI, 24V, USB) с транспортным замком
- Система движения MonoGlobe
- Источник света – LED, 100 000 Люкс
- Подвижный бинокуляр 0-200°
- Прямой окуляр f=170 мм, APO
- Делитель Ergo Optic 30° со светоделителем R50: T50
- Варио объектив 200-350 мм / 210-470 мм Plan-APO со сменной защитой объектива
- Система фильтров: оранжевый
- Регулируемая точечная светодиодная диафрагма
- Адаптер HD-Imaging-Port или 4K-Imaging-Port
- Встроенный блок питания для фотокамеры Sony
- Сенсорное управление фото/видео фиксации (опционально)

Микроскоп CJ-Optik Flexion Twin



Комплектация Flexion Twin

- Окуляры WF 12,5x / 18 с диоптрийной регулировкой +/- 5
- Электронный поворотный кронштейн (HDMI, 24V, USB) с транспортным замком
- Система движения MonoGlobe
- 2 источника света – LED, 200 000 Люкс (опционально)
- Подвижный бинокуляр 0-200°
- Прямой окуляр f=170 мм, APO
- Делитель Ergo Optic 30° со светоделителем R50: T50
- Варио объектив 200-350 мм / 210-470 мм Plan-APO со сменной защитой объектива
- Регулируемая точечная светодиодная диафрагма
- Система фильтров: оранжевый, желтый, поляризационный, зеленый
- Адаптер HD-Imaging-Port или 4K-Imaging-Port
- Сенсорное управление фото/видео фиксации
- Защитные колпачки на ручки управления
- Встроенный блок питания для фотокамеры Sony (Canon – опционально)