


CanAg CEA EIA

401-10



Раково-эмбриональный антиген (РЭА). Его уровень повышается при злокачественных заболеваниях: желудка, толстой кишки, прямой кишки, легких, молочных желез, яичников, матки, простаты.

Некоторое повышение РЭА возможно при хронической почечной недостаточности, гепатитах и других хронических заболеваниях печени, панкреатите, у курильщиков, а также у больных туберкулезом и аутоиммунными заболеваниями.

Характеристики

Результат в течение:	2 часов
Предел обнаружения:	< 0.25 мкг/л
Диапазон измерения:	0.25-75 мкг/л
Объем пробы:	25 мкл
Температура инкубации:	20-25 °C
Детектирование:	405 / 620 нм

Информация для заказа

Кат № 401-10

CanAg CEA EIA

На 96 определений

