

ИНТРОДЬЮСЕРЫ С ТРОЙНЫМ ДОСТУПОМ

для введения и замены катетеров и внутрисосудистых электродов с гемостатическим клапаном



Элементы набора:


Интродьюсер с клапаном
Игла ангиографическая
Проводник
Дилататор 14F, 19см

Кат. №	Размер / длина	Проводник размер / длина / тип	Максимальное количество вводимых катетеров
TKATINT	14F / 12 см	.038" / 50 см / "J"	6F -2 штуки и 7F- 1 штука

Предназначен для тройного введения и используется при общих электрофизиологических процедурах, а также когда требуется заблокировать и удержать катетер в постоянной позиции. Процедура осуществляется через одно пункционное отверстие.

Примерный номер по каталогу: TKATINT.

ИНТРОДЬЮСЕР АРМИРОВАННЫЙ (COIL)



- Высокая гибкость и маневренность
- Устойчивый при изгибе
- Хорошая видимость для точного позиционирования, благодаря рентгеноконтрастным маркерам.

Кат. №	Размер / длина шафта	Размер дилататора	Длина ангио- графической иглы	Применять с проводником
INT5F45T	5F / 450 мм	5F		
INT5F60T	5F / 600 мм	5F		
INT5F90T	5F / 900 мм	5F		
INT6F45T	6F / 450 мм	6F		
INT6F60T	6F / 600 мм	6F		
INT6F90T	6F / 900 мм	6F		
INT7F45T	7F / 450 мм	7F	18G	.035"
INT7F60T	7F / 600 мм	7F		
INT7F90T	7F / 900 мм	7F		
INT8F45T	8F / 450 мм	8F		
INT8F60T	8F / 600 мм	8F		
INT8F90T	8F / 900 мм	8F		

Другие размеры от 23см до 90см,предоставляются по запросу.

Примерный номер по каталогу: INT8F90T.