

4 Спецификация изделия

4-3 Название каждой части

4-3-1 Кресло

4-3-1-1 Анатомическое кресло



Подголовник может отличаться в зависимости от выбранных спецификаций.



Джойстик-переключатель (Имеются три различных джойстика-переключателя: для подголовника, для кресла [мануальный] и для кресла [автоматический])

Положение или наличие джойстиков-переключателей может варьироваться в зависимости от выбранной спецификации.

4-3-1-2 Кресло со складной подставкой для ног

Подголовник может отличаться в зависимости от выбранной спецификации.



Крышка пневматического механизма



Джойстик-переключатель (Имеются три различных джойстика-переключателя: для подголовника, для кресла [мануальный] и для кресла [автоматический])

Положение или наличие джойстиков-переключателей может варьироваться в зависимости от выбранной спецификации.