



Мультиадаптер

- Мультиадаптер предлагается в исполнении для Luer и Luer-Lock. Он обеспечивает совместимость S-Monovette® со всеми системами Люэра, такими как: внутривенный катетер, трёхходовой кран, иглы-бабочки.

Кат. №	Наименование	Рис.	Упаковка
14.1205.100	Мультиадаптер с Luer-Lock	A	1 000 шт. в коробке 100 шт. во внутр. упаковке инд. стер.
14.1205	Мультиадаптер	B	1 000 шт. в коробке 100 шт. во внутр. упаковке инд. стер.

Мембранный адаптер

- Мембранный адаптер обеспечивает надёжное соединение иглы S-Monovette® и иглы Safety-Multifly® с системой Люэра, напр., Monovette® для определения газов крови.

Кат. №	Наименование	Рис.	Упаковка
14.1112	Мембранный адаптер	C	1 000 шт. в коробке 100 шт. во внутр. упаковке инд. стер.



Адаптер для посева крови универсальный

- Универсальный адаптер для посева крови разработан специально для использования с иглой Safety-Multifly®. Особая форма универсального адаптера для посева крови позволяет заполнять распространённые флаконы для клеточных культур с широким и узким горлом. После этого можно производить взятие крови при помощи S-Monovette®.

Кат. №	Наименование	Упаковка
14.1209	Адаптер для посева крови универсальный	100 шт. в коробке 20 шт. во внутр. упаковке инд. стер.



Адаптер для посева крови LongNeck

- Адаптер для посева крови LongNeck специально предназначен для флаконов с узким горлом.

Кат. №	Наименование	Упаковка
14.1207	Адаптер для посева крови LongNeck	250 шт. в коробке 0 шт. во внутр. упаковке инд. стер.



Универсальный адаптер для посева крови с прилагаемой иглой Safety-Multifly®

Кат. №	Ø/высота	Исполнение	Цветовой код	Длина трубки	Упаковка
51.1638.945	0,8 мм/19 мм	21G x ¾", № 2		200 мм	50 шт. в коробке инд. стер. уп.
51.1640.945	0,6 мм/19 мм	23G x ¾", № 16		200 мм	



Иглы Safety-Multifly® с присоединённым держателем

Кат. №	Ø/высота	Исполнение	Цветовой код	Длина трубки	Упаковка
85.1638.935	0,8 мм/19 мм	21G x ¾", № 2		200 мм	100 шт. в коробке 25 шт. во внутр. упаковке инд. стер.