

**Совместимые роторы и адаптеры**

(в стандартную поставку не входят):

Тип ротора	Подвесы	Макс. RPM/RCF
4784-A горизонтальный, 4-местный	4780 (с крышками 4783)	4800/4740
4753 горизонтальный, 4-местный	5051	4,000/3,095
	5092	
4754 горизонтальный, 4-местный	1430	4,600/3,832
	1495	
	1427	
4758 горизонтальный, 4-местный		3,800/2,906
4790-A угловой, 30-местный  С био-герметизацией	-	15,000/24,400
4760 угловой, 6-местный, для ПЦР- стрипов	-	14,000/18,845
4795 угловой, 4-местный	-	9,500/12,007
7794 угловой, 6-местный С био-герметизацией	-	11,000/16.504