

Классификация		Наименование	Диапазон измерения (*)		Время измерения в мин.
			Ед. измер(А)	Ед. измер(В)	
Биохимические тесты	Ферменты	LIP- Липаза	20 ~ 1000 U/l	0,33 ~ 16.70 mKat/l	4
		ALP - Щелочная фосфатаза	14 ~ 1183 U/l	0.23 ~ 19.76 mKat/l	
		AMYL - Амилаза	10 ~ 1800 U/l	0.17 ~ 30.06 mKat/l	
		CHE - Холинэстераза	5 ~ 500 U/l	0.08 ~ 8.35 mKat/l	
		CKMB - Креатинкиназа MB	1 ~ 300 U/l	0.02 ~ 5.01 mKat/l	
		CPK - Креатинфосфокиназа	10 ~ 2000 U/l	0.17 ~ 33.40 mKat/l	
		GGT - γ-глутамилтрансфераза	10 ~ 1200 U/l	0.17 ~ 20.04 mKat/l	
		GOT/AST-Аспартат-аминотрансфераза	10 ~ 1000 U/l	0.17 ~ 16.70 mKat/l	
		GPT/ALT-Аланин-аминотрансфераза	10 ~ 1000 U/l	0.17 ~ 16.70 mKat/l	
	LAP - Лейцинаминотрансфераза	10 ~ 500 U/l	0.17 ~ 8.35 mKat/l	4	
	Общая биохимия	LDH - Лактатдегидрогеназа	50 ~ 900 U/l	0.84 ~ 15.03 mKat/l	2
		ALB - Альбумин	1.0 ~ 6.0 g/dL	10 ~ 60 g/L	6
		TCO2 - CO2 общий оксид углерода	5 ~ 40 mmol/L	5 ~ 40 mmol/L	5
		BUN - Азот мочевины крови	5.0 ~ 140.0 mg/dL	1.79 ~ 49.98 mmol/L	4
		Ca - Кальций	4.0 ~ 16.0 mg/dL	1.00 ~ 4.00 mmol/L	4
		CRE -Креатинин	0.2 ~ 24.0 mg/dL	18 ~ 2122 μmol/L	5
		DBIL - Прямой билирубин	0.1 ~ 16.0 mg/dL	2 ~ 274 μmol/L	5
		GLU - Глюкоза	10 ~ 600 mg/dL	0.6 ~ 33.3 mmol/L	6
		HDL-C - ЛПВП	10 ~ 110 mg/dL	0.26 ~ 2.84 mmol/L	6
		IP - Неорганический фосфор	0.5 ~ 15.0 mg/dL	0.16 ~ 4.84 mmol/L	5
		Mg - Магний	0.2 ~ 7.0 mg/dL	0.08 ~ 2.88 mmol/L	4.5
		NH3 -Аммиак	10 ~ 500 μg/dL	7 ~ 357 μmol/L	2
		TBIL-Общий билирубин	0.2 ~ 30.0 mg/dL	3 ~ 513 μmol/L	6
		TCHO - Общий холестерин	50 ~ 450 mg/dL	1.29 ~ 11.64 mmol/L	6
		TG - Триглицериды	10 ~ 500 mg/dL	0.11 ~ 5.65 mmol/L	4
		TP - Общий белок	2.0 ~ 11.0 g/dL	20 ~ 110 g/L	6
		UA-Мочевая кислота	0.5 ~ 18.0 mg/dL	30 ~ 1071 μmol/L	4
	Электролиты	Na- Натрий	75 ~ 250 mEq/L	75 ~ 250 mmol/L	1
		K - Калий	1.0 ~ 14.0 mEq/L	1.0 ~ 14.0 mmol/L	
		Cl - Хлор	50 ~ 175 mEq/L	50 ~ 175 mmol/L	
Иммунологические тесты		CRP - С-реактивный белок	0.3 ~ 7.0 mg/dL	3 ~ 70 mg/L	5

*Доступны ед. измерения (А) или (В)

Расчетные параметры	Наименование	Единицы измерения
Липопротеины низкой плотности	LDL-C - ЛПНП	mg/dL
		mmol/L
Липопротеины за исключением HDL фракции	non-HDL-C	mg/dL or g/L
Глобулины	GLOB-Глобулины	g/dL or g/L
Соотношение альбумин / глобулин	ALB / GLOB	-
Соотношение азот мочевины крови / креатинин	UN / CRE	-
Анионная разница	Anion Gap	mEq/L or mmol/L