

Аппликаторы

Радиальная рукоятка »FALCON« – аппликаторы

Стандартные аппликаторы

Девять стандартных аппликаторов зарекомендовали себя уже в течение многих лет и пригодны для терапии всех классических ударно-волновых показаний, таких как тендинопатии, боль в плечах и плече, а также миофасциальный триггер.

Аппликаторы PERI-ACTOR® для лечения фасций

Четыре аппликатора PERI-ACTOR® по Swart/Di Maio были разработаны специально для лечения фасций. Варианты »knicke«, »scoop«, »sphere« и »scrap« позволяют проводить лечение в зависимости от структуры фасций. Благодаря специальным формам аппликаторов можно разъединять слипшиеся места фасций, а также предотвращать и устранять боли.

Аппликаторы SPINE-ACTOR®

Три аппликатора SPINE-ACTOR® различных размеров позволяют проводить специальное лечение паравертебральной зоны. Посредством вильчатой формы аппликаторов »Double Tip« удается оптимально добираться до паравертебральной мускулатуры всего позвоночника в области шеи, груди и поясницы.

Стандартное показание с помощью аппликатора C15



Лечение фасций с помощью аппликатора PERI-ACTOR® »sphere«



Паравертебральное лечение с помощью аппликатора SPINE-ACTOR® 1



Обзор терапевтических насадок

Стандартные насадки для лечения энтезопатий и триггерных точек



A6 «Точка»

- Ø 6 мм, насадка AkuSt
- Ударно-волновая акупунктура
- Глубина проникновения: 0-20 мм
- Интенсивность: ●●●○○○○○○○○○○



F15 «Мягкость»

- Ø 15 мм, насадка »Focus-Lens«
- Поверхностные болевые зоны, жевательная мускулатура, ШОП
- Глубина проникновения: 0-30 мм
- Интенсивность: ●○○○○○○○○○○○○○○



B15 «Структура»*

- Ø 15 мм, триггерная насадка
- Труднодоступные, чувствительные структуры
- Глубина проникновения: 0-30 мм
- Интенсивность: ●●○○○○○○○○○○○○



R15 «Стандарт»

- Ø 15 мм, стандартная насадка
- Все воспаления мест прикрепления сухожилий
- Глубина проникновения: 0-35 мм
- Интенсивность: ●●●●○○○○○○○○○○



DI15 «Глубина»

- Ø 15 мм, насадка Deep Impact®
- Сложные картины болезни, хронические заболевания, высокоэнергетическое воздействие
- Глубина проникновения: 0-50 мм
- Интенсивность: ●●●●●○○○○○○○○○○



C15 «Керамика»

- Ø 15 мм, насадка CERAmA-x®
- Все воспаления мест прикрепления сухожилий
- Глубина проникновения: 0-30 мм
- Интенсивность: ●●●●●○○○○○○○○○○

Стандартные насадки для лечения миофасциальных нарушений



D20-S «Стандартный излучатель»

- Ø 20 мм, насадка D-ACTOR®
- Мышечные и соединительные ткани
- Глубина проникновения: 0-50 мм
- Интенсивность: ●●●●●○○○○○○○○○○



D20-T «Золотой излучатель»

- Ø 20 мм, насадка D-ACTOR®
- Для профессиональных атлетов, высокоэнергетическое воздействие
- Глубина проникновения: 0-50 мм
- Интенсивность: ●●●●●○○○○○○○○○○



D35-S «Большой излучатель»

- Ø 35 мм, насадка D-ACTOR®
- Мышечные и соединительные ткани, крупные мышцы
- Глубина проникновения: 0-60 мм
- Интенсивность: ●●●●●○○○○○○○○○○

Насадки SPINE-ACTOR®

для лечения паравертебральных мышц (макс. давление до 3 бар_{эфф.})



SPINE-ACTOR® 1

■ Ширина: 20 мм



SPINE-ACTOR® 2

■ Ширина: 27,5 мм



SPINE-ACTOR® 3

■ Ширина: 35 мм

Лечение паравертебральных мышц шейного, грудного и поясничного отделов позвоночника, напр., лечение паравертебральных мышц спины, функциональных нарушений мышц позвоночника, мышечных дисбалансов и болевых состояниях, а также триггерных точек

Насадки PERI-ACTOR® (по Swart/Di Maio)

для лечения фасций (макс. давление до 3 бар_{эфф.})



PERI-ACTOR® «костяшка»

Лечение любых средних и больших фасций, напр.

- Спинная фасция, подошвенная фасция
- Триггерные связки
- Фасции в области плеч и затылка



PERI-ACTOR® «ложка»

Лечение у костных каналов или под ними, напр.

- Передняя часть гребня подвздошной кости
- Край большеберцовой кости
- Локоть



PERI-ACTOR® «скребок»

Лечение любых фасций опорно-двигательного аппарата

- Фасция голени
- Пояснично-грудная фасция
- Триггерные связки
- Широкая фасция



PERI-ACTOR® «сфера»

Точечное лечение фасций, напр.

- Подошвенная фасция
- Свод стопы
- Тыл кисти
- Триггерные точки
- Фасция ШОП

Чемодан для стандартных насадок, SPINE-ACTOR® и PERI-ACTOR®

