

НПК-1

Насадка-пила сагиттальная
0 - 18000 колеб/мин;
Угол: $\angle 4^\circ$;
Размер: 95 x 42 x 28мм;
Вес: 350 г

НПК-2

Насадка пила реципрокная
0 - 14000 колеб/мин;
 $\updownarrow$ 4,0 мм;
Размер: 135 x 28 мм;
Вес: 360 г
Оснащается съёмным
защитным ограничителем.

НСК-1

Насадка дрель для сверления
с патроном Jacobs® 0.5 - 6.0 mm
0 - 1250 об/мин;
2.0 Нм; 4.1 мм;
Размер: 145 x 28 мм;
Вес: 333 г

НСК-2

Насадка-дрель
канюлированная
0 - 600 об/мин;
4.0 Нм;
4.1 мм;
Размер: 125X28 мм;
Вес: 300 г

НСК-3

Насадка-дрель ример
0 - 300 об/мин;
12.0 Нм;
4.1 мм;
Размер: 125x28 мм;
Вес: 300 г

НСК-5

Насадка-дрель для
проведения спиц
с К-приводом
0 - 1350 об/мин;
2.0 Нм;
0,8÷2,5 мм;
Размер: 131 x 33 x 123 мм;
Вес: 333 г

НСК-5

Насадка-дрель для проведения
спиц с К-приводом
0 - 1350 об/мин;
2.0 Нм;
2,5÷5,0 мм;
Размер: 131 x 33 x 123 мм;
Вес: 360 г

