

RAMONAK AIR

Одеяла для конвекционного обогрева пациента

- Универсальные. Совместимы с конвекционной системой RAMONAK AIR и приборами других производителей
- Одноразовые одеяла для взрослых и детей
- Двухслойные ВВ и трехслойные ВВФ одеяла с дополнительной фильтрацией
- Укрывные и подкладные одеяла

Блок управления присоединяется к одеялу с помощью гибкого шланга, через который поступает теплый воздух

Эффективный и безопасный обогрев пациента на операционном столе

Особенности

- Изготовлены из мягкого нетканого материала, приятного для кожи пациента
- Прочный материал - устойчив к разрывам, проколам и воздействию жидкостей
- Не содержат латекса и радиопрозрачны
- Выбор модели одеяла в зависимости от клинической ситуации, вида и локализации хирургического вмешательства
- Невентилируемый участок одеяла в области ступней для предотвращения перегрева конечностей
- Адгезивные полоски для фиксации на теле пациента (ВВФ одеяла)

Одеяла для конвекционного обогрева пациента

Серия BBF

- 3 слоя
- Дополнительная фильтрация



Слой 1

Верхний слой из нетканого материала, не пропускает воздух

Слой 2

Средний слой из полиэтиленовой пленки с отверстиями

Слой 3

Нижний слой из нетканого материала, пропускающего воздух, не имеет отверстий и проколов

Серия BB

- 2 слоя
- Не пропускают воздух



Слой 1


Верхний слой из нетканого материала, не пропускает воздух

Слой 2

Нижний слой из нетканого материала, имеет вентиляционные отверстия для выхода теплого воздуха


BBF одеяла

BBF-021




Одеяло укрывное
полноразмерное
220 × 120 см

BBF-022




Одеяло укрывное
для нижней части тела
130 × 100 см

BBF-023




Одеяло укрывное
для верхней части тела
230 × 75 см

BBF-024




Одеяло укрывное
детское
140 × 100 см

BB-031



Одеяло укрывное
полноразмерное
200 × 98 см

BB-032



Одеяло укрывное
для нижней части тела
130 × 98 см

BB-033




Одеяло укрывное
для верхней половины
туловища
120 × 98 см

BB-034




Одеяло укрывное
для верхней части тела
180 × 65 см

BB-035




Одеяло укрывное
с доступом к брюшной
полости
200 × 98 см

BB-036



Одеяло подкладное
с полным доступом к телу
200 × 98 см

BB-037



Одеяло подкладное
для литотомии
180 × 98 см

BB-038



Детское одеяло
с полным доступом
140 × 100 см