

## Агар для тестирования чувствительности *Haemophilus influenzae* (чашки) / HAEMOPHILUS TEST MEDIUM HTM

ИМ-7.105303 до 02.06.2022

агар, НТМ, для тестирования чувствительности *Haemophilus influenzae*, чашки Петри, 10×90 мм

Bio-Rad, Франция



### Характеристики

---

Тип	агар
Вид	НТМ
Назначение	для тестирования чувствительности <i>Haemophilus influenzae</i>
Упаковка	чашки Петри
Фасовка	10×90 мм