

## Диагностический реагент Dialab Альбумин

ИМ-7.108243 до 06.02.2025

реагенты, система открытая, белковый профиль, альбумин, метод определения цветометрический, конечный (Endpoint) метод, метод нарастающей реакции, BCG, объем 100 мл

DIALAB, Австрия



### Характеристики

Тип	реагенты
Система	открытая
Группа	белковый профиль
Параметр определения	альбумин
Метод	цветометрический, конечный (Endpoint) метод, метод нарастающей реакции, BCG
Материал исследования	плазма крови / сыворотка крови
Объем	100 мл
Состав набора	5×100 ml

### Дополнительные характеристики

#### Альбумин, Albumin, BCG

Диагностический реагент для количественного определения in vitro общего количества альбумина в человеческой сыворотке или плазме при помощи фотометрических систем.

Метод теста - колориметрический, бромкрезоловый зеленый / BCG.