

Алкотестер Алконт 01 са

ИМ-7.5362/1911 до 29.11.2024

дискретность показаний 0.1 ‰, время анализа 13 сек,
диапазон измерений 0.0-2.0 ‰, потребляемая
мощность 4 Вт, размеры 191×74×27 мм, масса 0.4 кг

Брестское техническое агентство ООО, Беларусь



Характеристики

Вид климатического исполнения	УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69
Защита от симуляций	Да
Функция пофамильного контроля	Да
Дискретность показаний	0.1 ‰
Продолжительность анализа пробы	13 сек
Отображаемые значения с установленной погрешностью	0.0-2.0 ‰
Отображаемые значения, экстраполируемые прибором	2-8 ‰
Приведенная погрешность в диапазоне от 0,0 до 0,5‰	20 %
Приведенная погрешность в диапазоне от 0,6 до 2,0‰	15 %
Потребляемая мощность	4 Вт
Размеры	191×74×27 мм
Масса	0.4 кг

Дополнительные характеристики

Характеристики:

- Прибор с помощью пиктограммы показывает состоянии заряда аккумуляторной батареи.
- Хранит 9000 результатов измерений.
- Современный малопотребляющий газовый сенсор серии 2000.

Питание:

- сетевой адаптер – 12.6 ± 2 В и 230 ± 23 В;
- встроенный литий-ионный аккумулятор – 7.4 В, 2000 мА×ч (до 24 часов непрерывной работы).