

Биохимический анализатор Dirui CS-1300B

ИМ-7.106549 до 18.05.2023

автоматический, напольный, система закрытая, 450 / 900 / 1260 тестов в час, длина волны 340 - 800 нм, автоподатчик для проб, считывание штрих-кода, подключение к ЛИС

Dirui Industrial Co., Ltd., Китай



Характеристики

Тип	автоматический
Конфигурация	напольный
Система	закрытая
Производительность	450 / 900 / 1260 тестов в час
Характеристика производительности	фотометрический модуль выполняет до 900 тестов в час, производительность ISE модуля 450 тестов в час. Максимальная производительность с в комбинированном режиме с ISE модулем до 1260 тестов в час
Методы измерения	кинетика / конечная точка / колориметрия / турбидиметрический анализ / не прямой ISE анализ / фиксированное время
Параметры исследования	
Длина волны	340 - 800 нм
Калибровка	автоматическая

Образцы и пробы

Материал для исследования	асцитная жидкость / кровь / моча / сыворотка / СМЖ
Загрузка образцов	2 отделения для реагентов, каждый по 66 позиций
Объем пробы	1.5 мкл
Пробирки	первичные пробирки / чашечки для проб / микропробирки

Функции

Автоподатчик для проб	Да
Система охлаждения реагентов	Да
Считывание штрих-кода	Да
Подключение к ПК	Да
Подключение к ЛИС	Да

Описание

Данный прибор является инструментом для тестирования по широкому спектру исследований в средних и больших лабораториях. Оснащен функциями автоматического определения уровня жидкости, автономной перезагрузки, автоматического высокоточного пипетирования проб и реагентов, интеллектуальной технологией выявления закупорки зонда и сгустков, функция промывки зондов высоким давлением.