

## Анализатор СОЭ Alifax Roller 20 LC

ИМ-7.97602/2107

материал исследования кровь, 75 тестов в час,  
образцов 18 шт., считывание штрих-кода,  
подключение к ЛИС

ALIFAX S.r.l., Италия



### Характеристики

---

Материал для исследования	кровь
Производительность	75 тестов в час
Количество образцов	18 шт.
Принтер	Да
Считывание штрих-кода	Да
Подключение к ЛИС	Да
Размеры	320×560×580 мм
Вес	23.2 кг

### Дополнительные характеристики

---

**Анализаторы Alifax ROLLER 20 LC** - автоматический анализатор определения СОЭ в крови за 20 секунд.

**Объем пробы:** 175 мкл крови с ЭДТА (с учетом «мертвого объема» - 800 мкл).

**Вместимость:** 20 проб.

**Длина волны:** 620 нм.

**Производительность:** 75 тестов в час.

#### Особенности:

- **результат за первые 20 секунд** агрегации эритроцитов;
- первый результат через 5 минут от начала анализа;
- результаты в **мм/ч шкалы Вестергрена** (высокая корреляция с референсным методом Вестергрена);
- отсутствие влияния низкого гематокрита на результат;
- работа со стандартными вакуумными пробирками для общего анализа крови;
- латексные контроли и калибраторы;
- **не требует реагентов**, единственный расходный материал – смарт-карты с тест-единицами;
- измерение при фиксированной температуре 37°C;
- автоматическое перемешивание образца в соответствии с требованиями CLSI;

- простая процедура замены иглы;
- совместимость с ЛИС;
- встроенный термопринтер;
- автоматическая промывка.

**Размеры:** 32 x 56 x 58 см.

**Вес:** 23.2 кг.