

Гематологический анализатор Mindray BC-5800

ИМ-7.106936 до 04.10.2023

материал исследования цельная кровь / капиллярная кровь, 90 тестов в час, образцов 50 шт., подключение к ЛИС

Mindray Co., Ltd., Китай



Характеристики

Материал для исследования	цельная кровь / капиллярная кровь
Методы расчета	импедансный
Производительность	90 тестов в час
Количество образцов	50 шт.
Память	Да
Подключение к ПК	Да
Подключение к ЛИС	Да
Дисплей	цветной сенсорный
Размеры	664×613×585 мм
Вес	76 кг

Дополнительные характеристики

Гематологический анализатор Mindray BC-5800 создает новые возможности для лабораторий среднего размера. С учетом возросшего спроса на высококачественные измерения и точную постановку диагноза в BC-5800 реализованы надежный метод анализа с помощью химических красителей, полная дифференцировка на 5 субпопуляций и возможность настройки критериев повторного исследования. Благодаря высокой скорости (90 тестов в час) и управлению посредством сенсорного экрана BC-5800 можно теперь использовать как универсальную рабочую станцию и оптимизировать стандартную рабочую процедуру в лаборатории.

Параметры исследования:

- 29 параметров: WBC / Lym% / Mon% / Neu% / Bas% / Eos% / Lym# / Mon# / Neu# / Eos# / Bas# / RBC / HGB / HCT / MCV / MCH / MCHC / RDW-CV / RDW-SD / PLT / MPV / PDW / PCT / P-LCR / P-LCC.
- 4 параметра для научных исследований: LIC% / LIC# / ALY% / ALY#.
- 2 Гистограммы для RBC и PLT.
- 2 Скатерограммы: 4-дифференциальная скатерограмма, Скатерограмма для базофилов.

Реагенты: дилуэнт / LEO(I) / LEO(II) / LBA / LH / Очищающий реагент (все реагенты снабжены датчиками жидкости).