

## Анализатор иммунофлуоресцентный Tosoh AIA-900

ИМ-7.107938/2404

иммуноферментный, материал исследования кровь,  
90 тестов в час, 9 лотков (20 чашек / лоток) / 19 лотков  
(20 чашек / лоток), автоподатчик для проб, контроль  
качества

Tosoh Corporation, Япония



### Характеристики

Тип	иммуноферментный
Материал для исследования	кровь
Производительность	90 тестов в час
Время исследования	-20 мин
Загрузка образцов	9 лотков (20 чашек / лоток) / 19 лотков (20 чашек / лоток)
Автоподатчик для проб	Да
Контроль качества	Да
Память	Да
Размеры	890×665×642 мм

### Дополнительные характеристики

**Tosoh AIA-900** – это автономный, гибкий и полностью масштабируемый высокопроизводительный анализатор иммуноанализа нового поколения. Он доступен в трех разных моделях: модель погрузчика AIA-900; AIA-900 с 9-лотовым сортировщиком; и AIA-900 с 19-лотовым сортировщиком. AIA-900 имеет полностью автоматизированное ежедневное обслуживание и учет, автоматическое управление запасами и автоматическую предварительную обработку (для анализов, требующих этого шага). Кроме того, анализатор оснащен широкой сенсорной панелью и удобным интерфейсом, что обеспечивает легкий доступ к большинству элементов управления с экрана. Множественные роботизированные руки, новые платформы и механические регулировки ускоряют общую обработку образцов. Tosia Bioscience AIA-900 - идеальная система для лабораторий, которые ищут динамичную, надежную и надежную, полностью автоматизированную систему иммуноанализа.