

Анализатор физико-химических свойств мочи UC-1000

ИМ-7.107341/2404

автоматический, вид исследования физ-хим свойства,
480 образцов в час, контроль качества

Sysmex Corporation, Япония



Характеристики

Тип	автоматический
Вид исследования	физ-хим свойства
Параметры исследования	MEDITAPE UC-10S: pH (pH), глюкоза (GLU), белок PRO, эритроциты/гемоглобин (BLD), уробилиноген (URO), кетоны (KET), билирубин (BIL), нитриты (NIT), лейкоциты (LEU), удельный вес (SG). MEDITAPE UC-12S: pH (pH), глюкоза (GLU), белок PRO, эритроциты/гемоглобин (BLD), уробилиноген (URO), кетоны (KET), билирубин (BIL), нитриты (NIT), лейкоциты (LEU), удельный вес (SG), креатинин (CRE), альбумин (ALB), белок/креатинин (PRO/CRE ratio), альбумин/креатинин (ALB/CRE ratio).
Производительность	480 образцов в час
Контроль качества	Да
Подключение к ПК	Да
Размеры	315×135×215 мм

Дополнительные характеристики

Анализатор UC-1000 может быть адаптирован под различные диагностические задачи благодаря возможности применения двух типов реагентов (полосок): скрининговые полоски на 10 показателей (MEDITAPE UC-10S) и полоски с дополнительными диагностическими параметрами на 12 тестов (MEDITAPE UC-12S – включающие микроальбумин и креатинин).