

Гематологический анализатор Dialab DLB3

ИМ-7.109556 до 16.02.2026

материал исследования капиллярная кровь / венозная кровь

DIALAB, Австрия



Характеристики

Материал для исследования	капиллярная кровь / венозная кровь
Память	Да
Подключение к ПК	Да
Принтер	Да
Дисплей	цветной экран

Дополнительные характеристики

DLB3 - это автоматический гематологический анализатор, который используется для количественной оценки элементов (эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов) в крови и проведения дифференциального количества клеточных лейкоцитов из трех частей (лимфоциты, моноциты, гранулоциты). Настоящее европейское качество от известного австрийского производителя Dialab гарантирует Вам уверенность в результатах.

Преимущества:

1. Высокопродуктивная система:

- 18 параметров + 3 гистограммы : WBC, RBC, THR, Hb, Hct, Lym%, Lym #, Mon%, Mon #, Gra%, Gra #, MCV, MCH, MCHC, RDW, MPV, Pct, PDW;
- быстрый - результаты за 50 секунд;
- для венозной и капиллярной крови.

2. Эффективный и современный:

- только 10-30 мкл объема крови;
- низкие расходы реагентов: только 3 реагента (+ополаскиватель);
- уникальный раствор для консервирования - отсутствие частой промывки.

3. Максимальное удобство работы:

- принтер: внешний (не входит в комплект);
- цветной дисплей;
- подключения к внешнему компьютеру, клавиатуры и сканера штрих-кодов.

4. Настоящее европейское качество и надежность:

- микрофильтр сгустков крови;

- электромагнитные клапаны - требуют минимум обслуживания;
- очистка только раз в 3 месяца;
- обслуживание только раз в год;
- отсутствие подогрева, не зависит от температуры.