

## Гематологический анализатор Mythic 22 AL

ИМ-7.111201 до 11.01.2027

материал исследования цельная кровь /  
предварительно разбавленная кровь, 50 тестов в час,  
считывание штрих-кода, подключение к ЛИС

Orphee S.A., Швейцария



### Характеристики

---

|                           |                                                    |
|---------------------------|----------------------------------------------------|
| Материал для исследования | цельная кровь / предварительно разбавленная кровь  |
| Производительность        | 50 тестов в час                                    |
| Память                    | Да                                                 |
| Подключение к ПК          | Да                                                 |
| Принтер                   | Да                                                 |
| Считывание штрих-кода     | Да                                                 |
| Подключение к ЛИС         | Да                                                 |
| Дисплей                   | большой цветной LCD дисплей с функцией TouchScreen |
| Размеры                   | 500×250×350 мм                                     |
| Вес                       | 35 кг                                              |

### Дополнительные характеристики

---

**Гематологический анализатор Mythic 22 AL** – это сверхкомпактный 5-diff гематологический анализатор с автоподатчиком проб, вмещающий 10 картриджей по 5 пробирок.

#### Особенности:

- наличие автоподатчика;
- всего 3 реагента для анализа 24 параметров;
- мягкое автоперемешивание;
- интегрированный цветной монитор, в котором предусмотрена функция Touch screen, 8.4";
- введение полного объема информационных данных о пациентах;
- буквенно-цифровая клавиатура;
- опция распознавания штрих-кода;
- контроль качества, включающий 12 файлов, каждый из которых рассчитан на 100 анализов, а также построение Levey-Jennings-графиков;
- полное сервисное меню;

- отображение статуса системы в режиме онлайн;
- мониторинг реагентов;
- один из самых маленьких анализаторов AL в мире.

**Параметры исследования:**

WBC – лейкоциты

LYM – абсолютное содержание лимфоцитов

LYM% – относительное содержание лимфоцитов

GRA – абсолютное содержание гранулоцитов

GRA% – относительное содержание гранулоцитов

RBC – эритроциты

HGB – гемоглобин

HCT – гематокрит

MCV – средний объем эритроцитов

MCH – среднее содержание гемоглобина в эритроците

MCHC – средняя концентрация гемоглобина в эритроците

RDW – абсолютная ширина распределения эритроцитов

PLT – тромбоциты

MPV – средний объем тромбоцитов

PDW – ширина распределения тромбоцитов

PCT – тромбокрит

MON – абсолютное содержание моноцитов

MON% – относительное содержание моноцитов

**Реагенты:**

- HM22-001-1 Cleaner for Mythic 22
- HM22-002-1 OnlyOne
- HM22-003-10 Diluent for Mythic 22
- Calibrator and controls
- Myt-Cal – Calibrator
- Myt-5D – tri level or normal level

## Технические характеристики Mythic 22 AL

|                                               |                                                                                  |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Тип анализатора                               | Автомат 5 Diff                                                                   |
| Производительность                            | 50 тестов/час                                                                    |
| Количество измеряемых параметров              | 24 параметров                                                                    |
| Кровь                                         | Цельная кровь и предварительное разведение                                       |
| Пробирки                                      | Вакуумные                                                                        |
| Память                                        | На 60000 результатов образцов (в том числе гистограмм)                           |
| Объем крови для анализа                       | 18.7 мкл                                                                         |
| Тип принтера                                  | Внешний скоростной игольчатый принтер, подходит для печати любого типа и формата |
| Возможно использование сканера BAR-кодов      | +                                                                                |
| Контроль и подача сигнала об уровне реагентов | +                                                                                |
| Мониторинг реагентов                          | Номер партии, срок годности, объем                                               |
| Опция внешнего сканера штрих-кода             | +                                                                                |

&lt;/table&gt;