

Гематологический анализатор MEK-6500K

ИМ-7.108034 до 29.11.2024

материал исследования кровь, 45 / 60 тестов в час,
считывание штрих-кода

Nihon Kohden Corporation, Япония



Характеристики

Материал для исследования	кровь
Калибровка	автоматическая / ручная
Производительность	45 / 60 тестов в час
Контроль качества	Да
Память	Да
Принтер	Да
Считывание штрих-кода	Да
Размеры	230×450×430 мм
Вес	18 кг

Дополнительные характеристики

Параметры исследования

19 параметров с дифференциацией лейкоцитов на 3 популяции и построением 3-х гистограмм:

WBC / LYM / LYM% / GRA / GRA% / MON / MON% / RBC / HGB / HCT / MCV / MCH / MCHC / RDW-SD / RDW-CV /
PLT / MPV / PDW / PCT

Гематологические контроли: MEK-5DH / 5DN / 5DL