

Анализатор гемоглобина Lifotronic H100Plus

ИМ-7.118197

автоматический, настольный

Shenzhen Lifotronic Technology, Китай



Характеристики

Тип	автоматический
Конфигурация	настольный

Описание

**Анализатор гемоглобина Lifotronic H100Plus** – полностью автоматизированная система, использующая аналитический метод ВЭЖХ (HPLC), который устанавливает золотой стандарт детекции HbA1c. Прибор обеспечивает получение результатов анализа всего за 45 секунд с распознаванием вариантов гемоглобина, что является исключительным решением для быстрого и надежного мониторинга диабета.

Преимущества:

- **Технология HPLC** – методология «золотого стандарта» для определения уровня HbA1c.
- **Высокая скорость анализа** – получение точных результатов HbA1c всего за 45 секунд.
- **Устойчивость к интерференции** – способность распознавать варианты гемоглобина E/D/S/C/J для обеспечения непрерывных измерений HbA1c.
- **Автоматическое перемешивание образцов** – передовая технология инверсионного перемешивания гарантирует получение точных результатов.
- **Интеллектуальное программное обеспечение** – система оснащена ОС Linux, отличается удобным интерфейсом управления и простой программой обслуживания.

Технические характеристики

Методология	ВЭЖХ (HPLC)
STAT-позиция	1 позиция для экстренных проб
Автозагрузчик	Доступен на 110 позиций
Скорость теста	Режим Variant: 45 сек/тест
Сертификация	NGSP & IFCC