

Анализатор гемоглобина Lifotronic H8

ИМ-7.118197

автоматический, настольный

Shenzhen Lifotronic Technology, Китай



Характеристики

Тип	автоматический
Конфигурация	настольный

Описание

Lifotronic H8 – полностью автоматизированная система на базе высокоэффективной жидкостной хроматографии (HPLC), предназначенная для высокоточного определения уровней гликированного гемоглобина (HbA1c), а также фракций гемоглобина для диагностики гемоглобинопатий и талассемии.

Технические характеристики

Методология	Высокоэффективная жидкостная хроматография (HPLC)
Автозагрузчик	10 позиций
Время анализа	<ul style="list-style-type: none">• Режим Variant: 130 сек/тест• Режим Thalassaemia: 380 сек/тест
Определяемые параметры	<ul style="list-style-type: none">• Режим Variant: HbF, HbA1c, V-window (или S-window)• Режим Thalassaemia: HbF, HbA1c, HbA2, HbE/D/S/C