

Анализатор гемостаза автоматический CS-2000i / CS-2100i

ИМ-7.110012 до 27.05.2026

лабораторный, автоматический, десятиканальный,
метод исследования клоттинговый /
иммунотурбодиметрический / хромогенный,
используется цельная кровь, объем пробы 50 мкл,
длина волны 340 / 405 / 575 / 660 / 800 нм, образцов
50 шт., реагентов 40 шт., кювет 500 шт., подключение
к ЛИС

Sysmex Corporation, Япония

