

Анализатор ИФА автоматический DIALAB ELISA DIALISA 4MP

ИМ-7.106021 до 27.12.2022

иммунохемилюминесцентный, материал
исследования кровь / моча / плазма / амниотическая
жидкость, 90 тестов в час, до 96 образцов, 24 позиций
для реагентов, считывание штрих-кода



DIALAB, Австрия

Характеристики

Тип	иммунохемилюминесцентный
Материал для исследования	кровь / моча / плазма / амниотическая жидкость
Производительность	90 тестов в час
Загрузка образцов	до 96 образцов
Количество позиций для реагентов	24 шт.
Подключение к ПК	Да
Считывание штрих-кода	Да