

Анализатор иммуногематологический Magister C24

ИМ-7.108163 до 06.02.2025

иммуноферментный, материал исследования кровь,
считывание штрих-кода

Sanquin, Нидерланды



Характеристики

Тип	иммуноферментный
Материал для исследования	кровь
Пробирки	32
Считывание штрих-кода	Да

Дополнительные характеристики

Полностью автоматизированный прибор **Magister C24** и реагенты к нему позволят проводить все типы иммуногематологических тестов с использованием универсальных гелевых карт:

- определение групп крови по системе АВ0 прямым и перекрестным методом;
- Rh;
- скрининг антител и фенотипирование эритроцитов;
- пробы на совместимость;
- прямой и непрямой антиглобулиновый тест;
- исследование тромбоцитов.

Основные характеристики:

- простота использования благодаря сенсорному монитору, понятной структуре программного обеспечения;
- непрерывная загрузка образцов и реагентов в сочетании с обработкой рабочей нагрузки в произвольном порядке;
- возможность создавать свои собственные протоколы;
- двусторонняя связь с LIS для быстрого и точного отчета результатах в клинику;

Ключевые особенности гелевых карт Cellbind:

- одна карта геля Cellbind для всех тестов;
- гибкая система, адаптируемая к вашим потребностям;
- четкие результаты с легкой интерпретацией;
- отличная диагностическая ценность;
- 2 зонда для более быстрого получения результатов;
- емкость для хранения 24 гелевых карт для всех типов гелевых карт Cellbind;
- 12 гелевых карт Cellbind за цикл;
- считыватель гелевых карт высокого разрешения для изображений из реальной жизни;
- несколько проверок штрих-кода на протяжении всего процесса для получения точных результатов;

- вмещает 32 образца пробирок разного размера;
- 20 позиций для реактива по вашему выбору, мешалка для эритроцитов.