

Анализатор иммунологический miniVidas

ИМ-7.97963/2203

иммунохроматографический, 12 тестов в час, объем пробы 100000-250000 мкл, контроль качества

BioMérieux, Франция



Характеристики

Тип	иммунохроматографический
Производительность	12 тестов в час
Объем пробы	100000-250000 мкл
Параметры исследования	<ul style="list-style-type: none"> - вирусные гепатиты; - ВИЧ диагностика; - инфекционные заболевания; □ - половые гормоны; - онкомаркеры; - тиреоидные гормоны; - аллергены; - иммуногемостаз; - лекарственный мониторинг; - кардиомаркеры; - ранняя диагностика септических состояний (тест на прокальцитонин); - витамины.
Контроль качества	Да
Подключение к ПК	Да

Дополнительные характеристики

Анализатор miniVidas – один из самых широко применяемых настольных иммунологических анализаторов в мире. Успех марки обусловлен качеством реагентов, надежностью и легкостью использования приборов, поэтому концепцию индивидуальных тестов связывают с технологией ИФФА. Богатое меню тестов VIDAS содержит более 100 параметров, позволяющих клиницистам принимать правильные решения о лечении.

Уникальность анализаторов miniVidas состоит в сочетании технологии ELFA (энзим-связанный иммунофлюоресцентный анализ) и идеи объединения реактивов для анализа в один стрип-концепция индивидуального теста.

Принцип VIDAS® основан на взаимодействии двух элементов: закрытого конуса SPR®, содержащего антитела или антиген в твердой фазе, и стрипа, имеющего серию лунок с нужным количеством реагентов, необходимых

для теста.

Все реакции протекают в SPR в два ключевых этапа:

- иммунологическая реакция;
- ферментативная реакция.

Вся работа прибора полностью автоматизирована: от инкубации до отмывки и финальной регистрации результата. Время инкубации и число циклов отмывки оптимизированы для обеспечения наилучшего качества. Программное обеспечение VIDAS дает возможность сохранять данные калибровки в течение 14/28 суток, т.е. рекалибровка производится раз в две недели. Соответственно сокращены затраты на контроли и стандарты.

Характеристики анализатора miniVidas:

- Режим работы 24/7.
- Единичные исследования.
- Редкая постановка калибровок и контролей качества.
- Компактный размер.
- Широкое меню высококачественных и инновационных параметров для тестов на рутинные параметры, маркеры неотложных состояний, дополнительных и подтверждающих тестов.

Стрипы к анализаторам miniVidas

MiniVidas работает при помощи стрипов. В стрип объединены все реактивы необходимые для проведения анализа. Подобная технология исключает понятие «скрытая стоимость теста» для miniVidas. Нет переноса между реагентами или перекрестного загрязнения образцов.