

Анализатор мочи Laura M

ИМ-7.109062 до 22.10.2025

полуавтоматический, вид исследования физ-хим свойства, 600 образцов в час, длина волн 470 / 525 / 625 нм, калибровка автоматическая, автоподатчик для проб, считывание штрих-кода

Erba Lachema s.r.o., Чехия



Характеристики

Тип	полуавтоматический
Вид исследования	физ-хим свойства
Параметры исследования	тест-полоски ДекаФАН® Лаура: лейкоциты / нитриты/ рН / белок / глюкоза / уробилиноген / билирубин / кетоны / кровь / удельный вес / компенсационная зона тест-полоски МикроАльбуФАН® Лаура: компенсационная зона / микроальбумин / креатинин
Производительность	600 образцов в час
Длина волн	470 / 525 / 625 нм
Калибровка	автоматическая
Автоподатчик для проб	Да
Подключение к ПК	Да
Принтер	Да
Считывание штрих-кода	Да
Дисплей	ЖК
Размеры	390×330×210 мм
Масса	6 кг

Дополнительные характеристики

Полуавтоматический, полуколичественный рефлекссионный фотомет. Измерение с использованием LED диодов. Время до получения первого измерения: 60 сек, далее 6 сек на один анализ. Возможность собственных настроек. Внешнее подключение через RS 232 порт. Возможность подключения к ЛИС.