

Анализатор морфологии клеток крови CellaVision DC-1

ИМ-7.109066 до 22.10.2025

материал исследования кровь / жидкие среды организма, 10 тестов в час, подключение к ЛИС

CellaVision AB, Швеция



Характеристики

Материал для исследования	кровь / жидкие среды организма
Калибровка	автоматическая
Производительность	10 тестов в час
Память	Да
Принтер	Да
Подключение к ЛИС	Да
Дисплей	цветной ЖК сенсорный экран
Размеры	280×390×370 мм
Вес	11 кг