


## Анализатор морфологии клеток крови CellaVision DM1200

ИМ-7.109066 до 22.10.2025

материал исследования кровь / жидкие среды  
организма, 2 / 20 тестов в час, подключение к ЛИС

CellaVision AB, Швеция



### Характеристики

---

Материал для исследования	кровь / жидкие среды организма
Калибровка	автоматическая
Производительность	2 / 20 тестов в час
Память	Да
Принтер	Да
Подключение к ЛИС	Да
Дисплей	цветной ЖК сенсорный экран
Размеры	576×450×710 мм
Вес	80 кг