

Анализатор осадка мочи Beckman Coulter IQ200

ИМ-7.112453

автоматический, вид исследования осадок, 101 образцов в час, объем пробы 2000 мкл

Beckman Coulter Inc., Ирландия



Характеристики

Тип	автоматический
Вид исследования	осадок
Параметры исследования	эритроциты / лейкоциты / лейкоцитарные сгустки / гиалиновые цилиндры / патологические цилиндры / squamous клетки эпителия / non-squamous клетки-эпителия / бактерии / грибы / кристаллы / мукус / сперматозоиды / артефакты
Производительность	101 образцов в час
Объем пробы	2000 мкл
Подключение к ПК	Да
Размеры	560×535×610 мм
Масса	45.4 кг

Дополнительные характеристики

Анализатор осадка мочи iQ 200 – позволяют проводить микроскопические исследования мочи с цифровым изображением. При этом получать стандартизированные результаты. Преимущества технологии Digital Flow Morphology (цифровая визуализация с использованием проточной ячейки) с применением программного обеспечения Auto-Particle Recognition (APR, автоматическое распознавание частиц) заключаются в выделении, идентификации и описании на экране частицы мочи, часто исключая необходимость в ручной микроскопии. Приборы серии iQ 200 можно использовать как автономные анализаторы или подключить к системе физико-химического анализа мочи IChemVelocity, с образованием в автоматизированную рабочую станцию IQ200 + IChemVelocity.