

Иммобилизатор головы Spencer Contour

ИМ-7.109404 до 28.01.2026

шина, иммобилизация головы, цвет жёлтый / синий / чёрный, подкладка

SPENCER, Италия



Харктеристики

Тип	шина
Иммобилизация	головы
Состав	
Цвет	жёлтый / синий / чёрный
Подкладка	Да
Вес	1.5 кг

Дополнительные характеристики

SPENCER CONTOUR (арт. SH00200A, SH00201A) – анатомический универсальный иммобилизатор для головы. Устройство для иммобилизации головы предназначено для использования со спинальными щитами и носилками Spencer, за исключением детских моделей.

Особенности:

- отверстия для осмотра ушей;
- мягкие подушки для комфорта пациента;
- поверхность в виде широких ремней облегчает расположение головного блока;
- регулируемые лобные и подбородочные ремни с мягкими и влагооталкивающими накладками для улучшения иммобилизации;
- гладкая поверхность облегчает очистку;
- центральная съёмная подкладка для взрослых или детей.

Технические характеристики:

- размеры подушки: 235×130×160 мм;
- размеры основания: 390×260×15 мм;
- вес иммобилизатора: 1.5 ± 0.1 кг;
- материал: ПУ, нейлон, ПВХ.