

Наркозный аппарат Drager Tiro D-M

ИМ-7.104073/2305

режимы SIMV/PS, возрастная категория взрослые

Dragerwerk AG & Co KGaA, Германия



Характеристики

Вентиляция	SIMV/PS
Мониторинг	концентрация O ₂ на вдохе/выдохе / концентрация CO ₂ на вдохе/выдохе / концентрация N ₂ O на вдохе/выдохе
Возрастная категория	взрослые

Дополнительные характеристики

Fabius® Tiro D-M подходит для решения особых задач, стоящих перед медицинскими службами и аварийно-спасательными работами. Машина для анестезии впечатляет компактным, эргономичным дизайном и быстрой эксплуатационной готовностью.

Fabius Tiro D-M соответствует всем требованиям стандартизированных анестезиологических процедур, таких как ингаляционная анестезия и сбалансированная анестезия и предлагается в двух вариантах:

- первая - версия тележки Fabius Tiro D-M. Поставляется в коробках Zarges® B40.1Y и B20Y.
- второй - настенная версия Fabius Tiro D-M. Это специально предназначено для использования на судах (например, фрегаты, суда снабжения и контейнерные системы). Эта версия также доступна в коробке Zarges®.

Модульная и прочная конструкция

Благодаря модульной конструкции Fabius Tiro D-M может быть смонтирован и демонтирован за короткое время. В сопроводительном упаковочном листе указано, какие аксессуары можно найти. Надежная система прошла тщательные испытания в нашем аккредитованном испытательном центре, имитирующем маршрут транспортировки протяженностью более 25 000 километров

Для использования в небольших помещениях

Компактная конструкция Fabius Tiro D-M предназначена для применения вне традиционной больничной среды. В этих случаях важно воспользоваться имеющимся пространством без ущерба для функциональности и гибкости. Версия тележки с малой площадью основания обеспечивает простоту маневрирования. Настенное исполнение характеризуется малой глубиной монтажа. Обе версии оставляют достаточно места для работы, даже если пространство ограничено