

Аппарат дарсонвализации Ультрадар Мед ТеКо

ИМ-7.109644 до 16.03.2026

амплитуда импульсов 8-25 кВ, вес 2 кг

Мед ТеКо ООО, Россия



Характеристики

Амплитуда импульсов в максимальном значении	8-25 кВ
Амплитуда импульсов в минимальном значении	1-3 кВ
Размеры	258×209×119 мм
Вес	2 кг

Описание

Ультрадар Мед ТеКо – аппарат для ТНЧ-терапии и дарсонвализации. Комбинация двух режимов работы в одном устройстве: дарсонвализации и ультратональной терапии, делают прибор универсальным при эксплуатации. Широкий выбор электродов обеспечивает лечение различных заболеваний.

Действующие факторы аппарата Ультрадар

- В режиме дарсонвализации:
 - Импульсный переменный ток средней частоты.
 - Высоковольтный электрический разряд.
 - Озон, образующийся на локальном участке воздействия в результате коронного разряда между электродом и телом пациента.
- В режиме ультратональной терапии:
 - Низкочастотный синусоидальный ток.
 - Тепло, выделяющееся в тканях организма в области воздействия.
 - Озон, образующийся на локальном участке воздействия в результате коронного разряда между электродом и телом пациента.

Терапевтические эффекты

- В режиме дарсонвализации:
 - Сосудорасширяющий.
 - Трофостимулирующий (тихий разряд).
 - Противозудный.

- Гипалгезивный.
- Бактерицидный (искровой разряд).
- В режиме ультратональной терапии:
 - Местный дегидратирующий.
 - Сосудорасширяющий.
 - Гипалгезивный.
 - Местный катаболический.

Функциональные особенности:

- Совмещение в аппарате режимов дарсонвализации и ультратональной терапии.
- Плавная регулировка напряжения на держателе во время процедуры.
- Световая индикация наличия и силы напряжения, подаваемого на электрод.
- Компактность аппарата обеспечивает удобство эксплуатации.

Технические характеристики

Режим работы	дарсонвализация / ультратональная терапия
Напряжение	• в режиме дарсонвализации: 8-25 кВ • в режиме ультратональной терапии: 1-3 кВ
Частота следования импульсов	100 Гц (режим дарсонвализации)
Частота заполнения импульсов	110 кГц (режим дарсонвализации)
Установка рабочего режима	30 сек
Время работы без перерыва	6 часов
Управление	электромеханическое
Габаритные размеры	258×209×119 мм
Масса	2.2 кг

Комплект поставки:

1. Электронный блок: 1 шт.
2. Стандартный комплект сменных электродов:
 1. Грибовидный: 1 шт.
 2. Точечный: 1 шт.
 3. Гребешковый: 1 шт.
 4. Десенный: 1 шт.
 5. Ушной: 1 шт.
 6. Шейный: 1 шт.
3. Дополнительный комплект сменных электродов:
 1. Ректальный: 1 шт.
 2. Вагинальный: 1 шт.
4. Комплект эксплуатационной документации: 1 шт.