

Аппарат для электротерапии BTL-4620 Smart

ИМ-7.107496/2401

терапия 2-канальная, ток низкой частоты / средней частоты, высоковольтная терапия, предустановленные протоколы, терапевтическая энциклопедия, программируемые последовательности, режим постоянного тока и постоянного напряжения

BTL Industries Limited, Великобритания



Характеристики

Терапия	2-канальная
Ток	низкой частоты / средней частоты
Дисплей	4.3" цветной, сенсорный
Высоковольтная терапия	Да
Предустановленные протоколы	Да
Терапевтическая энциклопедия	Да
Программируемые последовательности	Да
Режим постоянного тока и постоянного напряжения	Да
Вес	3 кг
Размеры	380×190×260 мм

Дополнительные характеристики

Полный набор низко- и среднечастотных форм токов и их модификация. Питание 100–240 В, 50–60 Гц.