

Аппарат для электротерапии Physioled Electra MicroLab

ИМ-7.112246

режим электростимуляция, терапия 2-канальная

LED SpA, Италия



Характеристики

Режим работы	электростимуляция
Терапия	2-канальная
Вес	5 кг
Размеры	170×315×390 мм

Дополнительные характеристики

Physioled Electra MicroLab – это устройство, генерирующее терапевтические токи, предназначенное для применения при восстановлении мышц, воспалительных состояниях, хронических болезненных и острых посттравматических болезненных состояниях и ионофоретической передаче активных ингредиентов через нервную стимуляцию, электрическую, чрескожную, и мышечную стимуляцию.

Количество каналов: двухканальный

Время процедуры: от 1 до 60 минут