

## Аппарат для импульсной ударно-волновой вакуумной терапии Vacumed ANS

ИМ-7.104577 до 10.10.2021

отрицательное давление 20-100 мбар, фазы  
отрицательного и атмосферного давления 1-20 сек,  
размеры 1050×780×1030 - 1280 мм

Weyergans High Care AG, Германия



### Характеристики

---

Отрицательное (вакуумное) давление	20-100 мбар
Фазы отрицательного и атмосферного давления	1-20 сек
Масса	80 кг
Размеры	1050×780×1030 - 1280 мм

### Дополнительные характеристики

---

Принцип действия прибора основан на попеременном воздействии отрицательного и нормального давления на верхние конечности. Во время фазы отрицательного давления происходит расширение спазмированных, закупоренных капилляров и увеличение количества работающих капилляров. Увеличивается перфузия в тканях и, как следствие, увеличивается снабжение тканей кислородом и питательными веществами. Даже ткани с недостаточной перфузией или ишемией активизируют свою жизнедеятельность и восстанавливаются.