

Аппарат для комбинированной терапии Beautyled Eracles

ИМ-7.112246

воздействие ультразвуковое

LED SpA, Италия



Характеристики

Воздействие	ультразвуковое
Вес	3.5 кг
Размер	170×315×390 мм

Дополнительные характеристики

Beautyled Eracles позволяет проводить терапевтические и эстетические процедуры с помощью преобразователей, генерирующих ультразвуковые волны, связанные с транспортным средством MF. Eracles с функцией трансдермального MF (Частотного модулирования) поставляется с рядом установленных протоколов лечения. Выбор конкретного аксессуара и лечения позволяет проводить различные виды лечения в различных областях тела.

- Изготовлен с использованием самых передовых электронных технологий
- Имеет большой сенсорный графический дисплей высокой яркости (формат 7 дюймов)
- Управляется с помощью многофункциональной ручки-кодировщика, клавиш или с помощью сенсорного дисплея, а также имеет интуитивно понятный программный интерфейс на основе пиктограмм, который можно легко обновить через порты USB